

LC/MS用オンライン脱塩アクセサリ

# ソルナックチューブ

最大50%オフキャンペーン！

2024年6月1日～11月30日

## LC/MSの悩みを一発解決！

★ 不揮発性溶離液でのLC/MS測定

リン酸塩緩衝液  
イオン対試薬

★ 酸、塩基によるイオン化抑制

トリフルオロ酢酸  
トリエチルアミン  
イオン対試薬

★ Na, Kなどの付加イオン



◎ 流量 0.2 ~ 1.0 mL/min 対応

◎ 簡単操作

(UV検出器とMSの間に繋ぐだけ)

【特許第6609844号】

アプリケーションデータ <https://www.sitsuryobunsekiya.com/download/>

商品名	内径 (mm)	長さ (mm)	最大流量 (mL/min)	脱塩時間 (min)	10個入		
					型番	定価 (円)	キャンペーン価格 (円)
ソルナックチューブ CFAN	1.0	100	0.3	10	CFAN10100-10	30,000	18,000
	1.6	200	1.0	20	CFAN16200-10	40,000	24,000
ソルナックチューブ OOAN	1.0	50	0.3	15	OOAN10050-10	30,000	15,000
	1.6	100	1.0	30	OOAN16100-10	40,000	20,000
ソルナックチューブ CFOO	1.0	100	0.3	15	CFOO10100-10	30,000	15,000
	1.6	150	1.0	20	CFOO16150-10	40,000	20,000
ソルナックチューブ CAOO	1.0	100	0.3	15	CAOO10100-10	30,000	15,000
	1.6	150	1.0	20	CAOO16150-10	40,000	20,000

※ 50個入及びトライアルパックはキャンペーン対象外です。

脱塩時間は、10mMの塩を含んだ CH<sub>3</sub>CN/H<sub>2</sub>O=50/50 溶液を推奨流量で流した場合の値です。溶離液の条件によって変化します。

製造元 エムエス・ソリューションズ株式会社  
〒187-0035 東京都小平市小川西町 2-18-13  
E-mail : info@sitsuryobunsekiya.com  
URL : <https://www.sitsuryobunsekiya.com/>

販売元 アルテア技研株式会社  
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-23-3  
E-mail : support.sales@altair.co.jp  
URL : <https://www.altair.co.jp/>  
TEL : 045-473-6211 FAX : 045-473-2884

